





电位滴定法测定磷酸氢二钠含量

1 前言

磷酸氢二钠是一种实验室常见试剂,常用作一些缓冲溶液的配制,也可以用来制作柠檬 酸、软水剂、织物增重剂、防火剂等化工消防用品。含量的多少通常是体现磷酸氢二钠品质 好坏的主要参考依据。

该方法根据中国药典 2005 年版二部**附录 Ⅶ A 中磷酸氢二钠含量测定中的电位滴定法规** 定,用氢氧化钠去滴定盐酸和磷酸氢二钠的混合液,根据设定两次不同反应滴定终点的 PH 值来分别得到滴定消耗的体积,通过体积之间的差值,通过计算来得出磷酸氢二钠的含量。

2 仪器和试剂


2.1 仪器

T960 全自动电位滴定仪 PH 复合电极

10mL 滴定管

2.2 试剂

盐酸 (1mol/L), 氢氧化钠滴定液 (1mol/L)。



3 实验方法

3.1 实验步骤

试取本品 0.25g,精密称定,置 250mL 烧杯中,加(1.0moL/L)的盐酸溶液 4mL 与水 50mL, 搅拌使溶解。用氢氧化钠滴定液(1.0moL/L)滴定至 PH 值为 4.0 , 记录所消耗的氢氧化钠滴定 液的体积,其与空白之差记为 A。继续滴定至 PH 值为 8.8,将 PH 值 4.0~8.8 之间所消耗的氢









氧化钠滴定液的体积记为 B。同时取 4mL 盐酸 (1moL/L) 用氢氧化钠滴定液滴定至 PH 值为 4.0,作为空白。当 A \leq B 时,则 1mLA 相当于 142.0 mg的磷酸氢二钠;当 A > B 时,每 1mL 的 2B-A 相当于 142.0 mg的磷酸氢二钠。

3.2 仪器参数

滴定类型 终点滴定			方法名	磷酸氢二钠						
滴定管体积 10mL	•		工作电极	pH复合电极	•	参	比电极 无		Ţ	
样品计量单位 g	_		滴定显示单位	рН	-	*1	液速度 6		-	
搅拌速度 6	•		快滴平衡时间	4	s		衡电位 1		mv	
预搅拌时间 10		s	最小添加体积		ml	结	東体积 20		ml	
滴定速度	*		慢滴体积		ml	快	滴体积 0.	L	ml	
高定前平衡电位 10		mv	慢滴平衡时间		s		衡电位 1		mv	
预滴定			滴定终点							
				终点预控范	延时(s)			计算公式		
预滴定添加体积 0	mL		4.0 8.8	3.0 7.5	10	1	g/mL mol/L	C*V1/m*a C*V2/m*a		
预滴定后搅拌时间 1	s									
				添加	修订	收		删除		
主滴定剂			辅助试剂							
			滴 试剂	刊名称 试剂	单位	添加	添加 %	रू भेग होते (ही	参考	
试剂名称 氢氧化钠			/pg 184)	12 1417: 14173	12	гугумт	(2) (3) (1) (1)	3-73M 2 1=2	20 7111	
理论浓度 1	mol/L	•								
			1		- 111				,	

4结果与讨论

4.1 实验数据

4.1.1 磷酸氢二钠含量

空白体积: 3.834mL



样品名称	取样量(g)	滴定液浓度 (moL/L)	盐酸浓度 (moL/L)	A (mL)	B (mL)	含量 (%)	RSD(%)
1#	0.24429			1.664	1.680	96.72	
2#	0.24728	0.9989	0.9574	1.724	1.702	96.47	0.1294
3#	0.24904		2	1.694	1.722	96.59	











4.2 滴定图谱

4.2.1 空白



4.2.2 磷酸氢二钠











4.3 结论

用 T960 全自动电位滴定仪测定磷酸氢二钠含量结果准确、数据重复性好、更加快速,不 需要指示剂也能判断滴定终点,使测定磷酸氢二钠含量变得方便。

参考文献

[1]中国药典 2005 年版二部附录 VII A.磷酸氢二钠含量测定. 是提出

