

凯氏定氮仪测定玉米皮的水不溶性蛋白质含量

一、前言

玉米皮,是玉米深加工企业生产的一种副产品。即将玉米颗粒经过浸泡后进入淀粉生产过程,后经洗涤、挤水、烘干等工序加工而成。其主要成分是纤维、淀粉、蛋白质等。 玉米经过浸泡、破碎后分离出来的玉米表皮,是一种优质的饲料原料。水不溶性蛋白质,指的是不可溶于水的蛋白质,包括脂溶性、盐溶性等蛋白质。本实验参照《GB/T 6432 饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法》使用凯氏定氮法对玉米皮中的水不溶性蛋白质含量进行测定。

二、仪器与试剂

2.1、仪器

K1160 全自动凯氏定氮仪, SH520 电热消解仪, 分析天平等

2.2、试剂

硫酸(分析纯),20g/L 硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L 氢氧化钠溶液,混合催化剂(6gK2S04、0.4gCuS04),0.1mo1/L 硫酸标准滴定液

三、实验方法

3.1、粗蛋白质

3.1.1、样品制备

称取样品 0.3g (精确至 0.1mg) 左右,加入消化管。加入混合催化剂(6g 硫酸钾,0.4 硫酸铜),加入硫酸 12ml。

3.1.2、消解

将加完样品和试剂的消化管放置于消解仪上,盖好排废罩,设定消解仪参数如表1所示:



表 1	消解参数设置	

 阶段	温度	保温
1	420℃	90min
2	冷却	20min

3.1.3、测试

消解完成后,待消化管冷却至室温后取下备用。检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪器空白稳定后,可将消解好的样品上机测试。定氮仪参数设置如表 2 所示:

表 2 定氮仪参数设置

硼酸	稀释水	碱液	蒸馏时间	蒸汽流量	蛋白系数	滴定酸浓度
20mL	40mL	50mL	5min	100%	6. 25	0.1000mo1/L

3.2、水不溶性蛋白质

3.2.1、样品制备

称取试样 1g(精确至 0.0002g),于 100mL 烧杯中,加入 50mL 蒸馏水,在磁力搅拌器上搅拌 20min。用中速定量滤纸过滤,将转移用的玻璃棒以及烧杯用蒸馏水冲洗干净,并反复冲洗滤渣 $5^{\sim}6$ 次,直到水溶性含氮物质冲洗干净为止。将滤渣连同滤纸,放入干燥箱中 103 \mathbb{C} 烘干。

3.2.2、消解

烘干后将滤渣及滤纸放入消化管中,加入混合催化剂: 6g 硫酸钾,0.4g 硫酸铜,沿消化管壁加入浓硫酸 20mL。盖好排废罩,设定消解仪参数如表 3 所示:

表 3 消解参数设置

阶段	温度	保温
1	200℃	20min
2	420℃	90min
3	冷却	20min

3.2.3、测试

消解完成后, 待样品冷却, 上机测试。定氮仪参数设置参见下表。



表 4 定氮仪参数设置

硼酸	稀释水	碱液	蒸馏时间	蒸汽流量	蛋白系数	滴定酸浓度
20mL	40mL	60mL	5min	100%	6. 25	0.1000mo1/L

四、结果与讨论

4.1、实验结果

实验选取的玉米皮样品经消解、蒸馏、滴定,得到实验结果如表5所示:

表 5 蛋白质含量测试结果

样品名称	样品重量	氮含量	蛋白质含量	平均值	RSD
玉米皮	0. 5024	3. 033%	18. 956%		
(粗蛋白	0. 5069	3. 045%	19. 031%	18. 964%	0. 33%
质)	0. 5023	3. 025%	18. 906%		
玉米皮	1. 0031	1. 147%	7. 169%		
(水不溶性 蛋白质)	1. 0101	1. 137%	7. 106%	7. 088%	1.30%
	1. 0008	1. 118%	6. 988%		

4.2、结论

本次测试的玉米皮的粗蛋白质含量为 18.964%、RSD 值为 0.33%, 水不溶性蛋白质含量为 7.088%、RSD 值为 1.30%, 结果平行性良好。

五、注意事项

5.1、若使用 SH220F 和 SH420F 石墨消解炉消解样品,可按照下表中升温曲线进行消解。

阶段	温度	保温
1	200℃	20min
2	420℃	120min



5.2、水不溶性蛋白质消解时需加入滤纸,因此应加入 20mL 硫酸。

参考文献

[1] GB/T 6432 饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法[S].