

凯氏定氮仪测定麸皮中的蛋白质含量

一、前言

麸皮是小麦经过磨面机加工后所剩的最外层表皮部分,多数被用以生产饲料,也可以与高筋面粉混合制作高纤维麸皮面包。麸皮是一种优异的饲料原材料,含有丰富的植物蛋白和膳食纤维,其中蛋白含量可高达 15%至 20%。蛋白质含量决定了由这种麸皮所制成的饲料的优劣,因此是饲料厂家关注的重要指标之一。本方案给出了利用凯氏定氮仪测定麸皮中蛋白质含量的方法。

二、仪器与试剂

2.1、仪器

K1100 全自动凯氏定氮仪, SH520 电热消解仪, 分析天平等

2.2、试剂

硫酸(分析纯),20g/L 硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L 氢氧化钠溶液,混合催化剂 (6gK2S04、0.4gCuS04),0.1mo1/L 硫酸标准滴定液

三、实验方法

3.1、样品制备

称取粉碎后混合均匀的样品 0.5g (精确至 0.1mg) 加入消化管,再加入混合催化剂 3.2g,沿消化管壁加入浓硫酸 14mL。

3.2、消解

将加完样品和试剂的消化管放置于消解仪上,盖好排废罩,设定消解仪参数如表1所示:

表 1 消解参数设置

阶段	温度	保温	
1	420℃	90min	



3.3、测试

消解完成后,待消化管冷却至室温后取下备用。检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪器空白稳定后,可将消解好的样品上机测试。定氮仪参数设置如表 2 所示:

表 2 定氮仪参数设置

硼酸	稀释水	碱液	蒸馏时间	蒸汽流量	蛋白系数	滴定酸浓度
20mL	40mL	30mL	5min	100%	6. 31	0.1126mo1/L

四、结果与讨论

4.1、实验结果

实验选取的米糠样品经消解、蒸馏、滴定,得到实验结果如表 3 所示:

表 3 蛋白质含量测试结果

样品名称	样品重量/g	氮含量/%	蛋白质含量/%	平均值/%	RSD
麸皮	0. 5034	2.724	13. 389		
	0. 5027	2.710	13. 342		
	0. 5065	2.733	13. 358	17. 173	0. 34%
	0. 5043	2. 715	13. 354		
	0. 5039	2. 726	13. 382		

4.2、结论

本次测试的麸皮样品的蛋白质含量为17.173%、RSD值为0.34%,结果平行性良好。

参考文献

[1] GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定[S].