







## FCLW6-20 粘度计专用恒温水浴

## 主要功能和特点

•采用经典的黑灰搭配,方正的外形简洁大方, 给人以大气稳重的视觉感受	型号	FCLW6-20
	控制温度范围	-20 ~ 100℃
•高亮度大视角彩色 5.5 寸液晶 LCD 显示屏, 显示内容更加丰富 •电机驱动模具化涡轮静音水泵 10L/min,完 全实现了水电分离	温度稳定性	±0.05°C
	温度显示分辨率	0.1℃
	控温算法	模糊PID
•紧凑的结构布局,可移除格栅设计,方便维护	温度传感器类型	PT100
和快速接口排液 •运用模糊 PID 控温技术,能够准确快速的达 到稳定控温效果	加热功率	1000W
	制冷功率	250W
•采用压缩机制冷、国际认同的 R134a 环保制	制冷剂	R134a
冷剂 •多重保护设计:过流保护、高低温保护、超温 保护、低液位声光报警,防止干烧保护	水泵流量	10L/min
	水泵压力	0.35bar
	液槽容积	6L
	电源	220V AC±10% 50Hz
•承接个性定制及代工服务		

技术指标