

SINEO 新仪

VPE-20

真空平行浓缩仪



更智能更高效！



VPE-20

真空平行浓缩仪

通过减压、水浴加热、振荡三重作用增加溶剂的挥发效率，溶剂挥发后在冷凝管冷凝回收，具有高效、环保、可靠等特点。

VPE-20可同时容纳20位大体积样品进行浓缩，是一款高通量平行浓缩仪。具有10.1寸高清彩色触屏，可保存多个浓缩方法，并直观显示真空度、振荡频率、水浴温度曲线。让样品浓缩更高效、更智能。

应用领域



主要功能和特点

高效高通量

- 20位样品位,各通道独立密封,独立流路,避免样品间因爆沸或回流导致的交叉污染情况。
- 可选配50mL、100mL、200mL、250mL等多种规格浓缩管。

操作便捷

- 四面全透视玻璃设计,具备多色照明功能,自动根据不同的浓缩状态显示不同颜色的灯光,无须打开上盖即可观察浓缩状态。
- 一体式上翻盖设计,支持整体开盖和单通道开盖两种开盖方式。无须频繁拆卸螺母,操作简单便捷。
- PID数字控温技术控温调压,精确度高,平行性好,控温范围:0-100°C。

环保安全

- 双回流冷凝装置收集球配备废液快速排放装置,无须频繁拆卸收集球即可实现对废液的二次收集。
- 高性能防腐隔膜真空泵,轻松应对各种腐蚀性气体,皮实耐用。

HN-64 技术参数

功率	1200W
触摸屏	15.6寸触摸屏
水浴温度范围	室温-100°C
工作电压	100-240V, 50/60Hz

证券简称:海能技术 证券代码:920476
咨询热线:400 888 7840
官方网站: www.sineo.cn
服务监督电话:400 006 5188



官方微信



官方网站

上海新仪

地址:上海市徐汇区钦州北路1122号
92幢6层
电话:021 54487840

新仪科学

地址:苏州工业园区金鸡湖大道99号
纳米城西北区9栋301
电话:0512 87163115

海能技术

地址:济南市经十路7000号汉峪金谷
A3-1栋4层
电话:0531 88874444

山东海能科学仪器

地址:山东省德州市临邑花园东大街16号
电话:0531 88874444

郑州海能

地址:郑州市金水区东风东路18号
金城国际广场6号楼1单元1002室
电话:0371 55056876

南京海能

地址:江苏省南京市秦淮区中山东路
218号长安国际1405室
电话:025 85664446

武汉海能

地址:武汉市洪山区珞狮路312号
湖北农业科技楼10楼1006室
电话:027 87186861

G.A.S.

地址:山东省德州市临邑花园东大街16号
电话:0531 88874444

悟空仪器

地址:上海市松江区新桥镇新格路9300号
电话:400 618 6188

海森仪器

地址:山东省济南市高新区汉峪金谷
A3-1栋402-A
电话:0531 88980078